



ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

**ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КРАСОТЫ!
ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ СОХРАНЯТ ВАШУ МОЛОДОСТЬ!**

! НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ !

! КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭСТЕТИКЕ ЛИЦА И ТЕЛА !

! БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА !



ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУРОВ ТЕЛА

- **ПОХУДЕНИЕ:** постепенное, локальное, экс-пресс, сбалансированное, послеродовое
- **НОВЕЙШИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВСЕХ СТАДИЙ ЦЕЛЛЮЛИТА** (LPG, биостимуляция, ультразвук, Bio-Oxugen)
- Укрепление и восстановление **ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ**
- **ЛЕЧЕНИЕ РАСТЯЖЕК**
- Полный спектр **ПРОЦЕДУР ОБЕРТЫВАНИЯ**
- FitWell, Proteifine — диетологическое сопровождение программ по коррекции фигуры
- Физиотерапевтические программы реабилитации пациентов после спортивных травм, липосакции
- Восстановление повреждений мышц, связок, сухожилий
- Подготовка к спортивным соревнованиям
- Снятие отеков любой локализации
- Устранение мышечных спазмов, болей в спине
- Лечение рубцов и ожоговых поверхностей
- Процедура укрепления мышц и тазового дна без длительных и сложных физических упражнений

КРАСИВОЕ ЛИЦО

- **ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ** по уходу за кожей лица с использованием элитной косметики: Natura Bisse, Renophase, Institut Esthederm, KUNRAVITAL
- **ЛЕЧЕНИЕ И УХОД** за проблемной кожей
- **ПИЛИНГИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ** — без осложнений, для любого типа кожи (сглаживание морщин, удаление пигментаций, лечение угревой сыпи)
- Профилактика **ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ**, Anti-age — программы для мужчин и женщин
- Аппаратная косметология на современном оборудовании
- **МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА**
- **СВЕТОТЕПЛОВАЯ ТОНИЗАЦИЯ** (идеальный противозрастной уход за кожей лица)
- **БЕЗЫНЪЕКЦИОННОЕ** введение активных препаратов в самые глубокие слои кожи на аппарате Bio-Oxugen
- **УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА** — безболезненная атравматичная, эффективная процедура; ультразвуковой лифтинг, глубокое увлажнение
- **ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКИХ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН** (косметическая альтернатива микроинъекциям)
- Бескровное, безболезненное аппаратное **ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.**

www.esteticmed39.ru – энциклопедия технологий красоты!

**ООО «Передовые медицинские технологии»
236006, Калининград, Московский пр-т., 40 (Балтийский Бизнес Центр), 8 эт., офис 08-10,
тел. 8 (4012) 70-26-24, тел/факс 8(4012) 70-26-25**



Впервые!

Безоперационный SMAS-лифтинг

услуги

Идеальное лицо без боли и операции

Методику ультразвукового лифтинга на аппарате Ulthera System (Алтэра Систем), иначе называемую безоперационной SMAS-подтяжкой, без преувеличения можно назвать прорывом в эстетической медицине. Подробнее расскажет Игорь Юрьевич Ефимчук.



Игорь Юрьевич Ефимчук,
генеральный директор
и главный врач центра
эстетической медицины.

Благодаря методике стало возможным получить результат, сопоставимый с результатом традиционной хирургической подтяжки, не прибегая к операции. Высокую эффективность процедуры подтверждает тот факт, что аппаратная технология Ulthera System получила в 2009 году регистрацию FDA (Управление по контролю качества продуктов и лекарств в США) в категории «Лифтинг», – что является

беспрецедентным для аппаратной косметологии. Процедура переживает бум в США, Азии и Европе (сертификат соответствия европейским стандартам методика получила еще в 2007 году. В России пока лишь единичные клиники используют эту методику. Теперь эта уникальная технология появилась и в Калининграде. Центр Эстетической медицины

Поясните, пожалуйста, что такое SMAS или поверхностный мышечно-апоневротический слой?

– SMAS – это двухслойная структура, расположенная непосредственно под подкожной жировой клетчаткой. Поверхностная ее часть состоит из волокон коллагена и эластина, а глубокая – из мимических мышц. Эта структура выполняет функцию поддерживающего каркаса кожи.

В чем отличие ультразвукового лифтинга от других аппаратных методик?

– Сегодня существует много аппаратных методов кор-

рекции возрастных изменений лица: фотоомоложение, радиоволновой лифтинг, фракционные технологии. Эти методы успешно справляются с возрастными изменениями, возникающими в верхних слоях кожи, но они недостаточно эффективны для коррекции гравитационного опущения тканей. Изменения невозможно устранить, воздействуя на верхние слои кожи, поскольку поддерживающие структуры расположены в более глубоких слоях мягких тканей. Для эффективной подтяжки кожи лица необходимо воздействовать на соединительную ткань, то есть на SMAS. Еще недавно единственным способом лифтинга на уровне SMAS была пластическая операция. С появлением аппарата Ulthera System впервые появилась возможность осуществлять SMAS-лифтинг без хирургического вмешательства.

На чем основан принцип действия ультразвукового лифтинга?

– В состав SMAS входят волокна коллагена. С возрастом

они меняют свою структуру, растягиваются и удлиняются, в результате поддерживающая функция SMAS ослабевает, кожа обвисает. В ходе процедуры аппарат Ulthera System генерирует сфокусированные ультразвуковые импульсы. Ультразвуковая волна создает обособленные зоны теплового воздействия на глубине, соответствующей SMAS, а окружающие ткани остаются неповрежденными. Подобное избирательное воздействие вызывает сжатие коллагеновых волокон, что приводит к уплотнению SMAS. Сокращение этой структуры обеспечивает лифтинг всех слоев мягких тканей лица. Но процесс на этом не завершается. Ультразвуковое воздействие стимулирует синтез коллагена: в течение нескольких месяцев после процедуры формируется новая коллагеновая матрица, что сопровождается нарастанием лифтингового эффекта.

В каких случаях показана процедура ультразвукового лифтинга?

– Опущение бровей, нависание и излишки кожи верхних век, уплощение средней

части щеки, углубление носогубных складок, потеря четкости овала лица, опущение уголков губ, дряблость и обвисание кожи под подбородком и в области шеи. Ультразвуковой лифтинг можно проводить не только с целью коррекции, но и для профилактики подобных возрастных изменений.

Есть ли противопоказания для данной процедуры?

– Беременность и период лактации; тяжелые формы угревой болезни на лице; заболевания, при которых нарушен процесс регенерации кожи; наличие металлических имплантов в области лица и шеи. Зубные импланты не являются противопоказанием.

Как проходит процедура?

– Воздействие осуществляется ультразвуковым датчиком, прикладываемым к коже. Отличительной особенностью аппарата является функция ультразвуковой визуализации. Ультразвуковой лифтинг лица и шеи занимает около 40 минут, хорошо переносится и не требует обезболивания.




Безопасна ли процедура?

– Абсолютно безопасна при соблюдении разработанных протоколов. В аппарате запрограммированы безопасные параметры воздействия для каждой зоны лица. Безопасность методики подтверждена клиническими испытаниями, проведенными в лучших клиниках США.

Как выглядит кожа после процедуры, и сколько процедур нужно сделать?

– Сразу после процедуры кожа выглядит более гладкой и подтянутой. После сеанса можно вернуться к привычному образу жизни, так как восстановительный период не требуется. Результат проявляется полностью в течение двух-четырех месяцев после процедуры и сохраняется более года.



НЕОБХОДИМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕОБХОДИМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ